

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|----------------------|
| Référence | 029557B |
| Désignation | Bouteille carrée PET |



Description :

- ✓ Bouteille carrée Nalgene 500 ml en PET pour milieu
- ✓ Avec bouchons en HDPE naturel
- ✓ Pour le stockage et l'envoi d'échantillons liquides, tampons etc
- ✓ Graduations moulées
- ✓ Emballage en plateau filmé dans une zone de protection à environnement critique
- ✓ Stérilisées aux rayons gamma
- ✓ En conformité avec les tests standard des produits biologiques (dont USP Class VI, USP 661, European Pharmacopoeia for Abnormal Toxicity, Cytotoxicity, Hemolysis, and Non-pyrogenic)
- ✓ Col 38 - 430

Unité de vente :

48 bouteilles
