

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	029560
<b>Désignation</b>	Microtubes



---

### Description :

- ✓ Sans jupe
- ✓ Fond conique
- ✓ Tubes et bouchons sont testés pour résister à une pression de 51,7 kPA pour les envois aériens
- ✓ Non-pyrogeniques
- ✓ Version stérile certifiée RNase/DNase-free
- ✓ En PPCO à faible taux de métaux
- ✓ Sans capuchon
- ✓ En conformité avec les normes FDA CFR21 177.1520 pour l'alimentation et les boissons, norme USP Class VI
- ✓ Centrifugeables à 13000 g
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Volume : 1.5 ml
- ✓ Col : 11 mm

### Unité de vente :

1000 Microtubes

---