

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	029561
<b>Désignation</b>	Microtubes



### Description :

- ✓ En PPCO (copolymère de polypropylène) à faible taux de métaux
- ✓ Volume : 2 ml
- ✓ Dimension col : 11mm
- ✓ Autoclavable
- ✓ RNase/DNase free
- ✓ Avec Jupe
- ✓ Stérile
- ✓ Sans capuchon
- ✓ Coloris : Naturel
- ✓ Centrifugeables à 13000g
- ✓ En conformité avec les normes FDA CFR21 177.1520 pour l'alimentation et les boissons, norme USP Class VI

### Unité de vente :

1000 Microtubes