

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	029582
<b>Désignation</b>	Capuchon



### Description :

- ✓ Bouchon vissant
- ✓ Etanches
- ✓ Forme haute
- ✓ Sans joint O'Ring (joint moulé)
- ✓ Exempts de métaux lourds toxiques
- ✓ N'entrent pas en contact avec le contenu des tubes
- ✓ Version non stérile
- ✓ En PPCO
- ✓ Bouchons pour tubes avec col de 11 mm
- ✓ Sans insert

### Unité de vente :

1000 Capuchons