

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Référence | 029665 |
| Désignation | Unité de filtration 1000 ml |



Description :

- ✓ Unité complète de filtration à usage unique
- ✓ Membrane PES FASTER : membrane Supor Mach V à filtration rapide, asymétrique, faible taux de fixation de protéines
- ✓ Support de membrane permettant de mieux tendre cette dernière et donc d'obtenir un débit de filtration plus rapide
- ✓ Forme ergonomique (ouverture rapide 1 tour), incurvée pour préhension facilitée, large base pour une meilleure stabilité
- ✓ Certifiée stérile
- ✓ Type MF75
- ✓ Porosité 0,2 µm
- ✓ Ø 90 mm
- ✓ Volume 1000 ml

Unité de vente :

12 Unités de filtration 1000 ml