

FICHE TECHNIQUE

Référence	029733
Désignation	Pince clamp



Description :

- ✓ Pince idéale pour une utilisation avec les tuyaux de laboratoire
- ✓ En polypropylène
- ✓ Moulée en une seule pièce, sans arête tranchante
- ✓ Autoclavable
- ✓ Pour tuyaux de diamètre externe 1/4 à 7/16 (pouces)

Elle permet une régulation précise et pratique de l'écoulement du fluide, d'une position complètement ouverte, en passant par la restriction de l'écoulement, jusqu'à une position complètement fermée.

Unité de vente :

12 Pinces
