

Désignation

- Kit de nettoyage pour pipettes

Référence

- 029849

Unité de vente

1 Kit



Description

Les coffrets de nettoyage pour pipettes Thermo Scientific Nalgene comprennent tout le nécessaire pour le nettoyage des pipettes.

Les produits sont plus légers que le verre et évitent tout problème de fuite, de casse et de contamination.

Caractéristiques techniques

- À utiliser avec : Pipettes à 61cm
- Hauteur : 61 cm
- Description : Kit de nettoyage de pipettes C
- Matériau : HDPE
- Comprend : Un pot de pipette - Un panier - Un dispositif de lavage/rinçage de taille C

