

FICHE TECHNIQUE

Référence	029850
Désignation	Kit de nettoyage pour pipette



Description :

- ✓ Tout le nécessaire pour le nettoyage des pipettes
- ✓ Format F
- ✓ En HDPE
- ✓ A utiliser avec des pipettes haut. Max. 81 cm
- ✓ Comprend :
 - 1 pot de pipette
 - 1 panier
 - 1 dispositif de lavage/rinçage de taille F

Unité de vente :

1 Kit de nettoyage pour pipette