

 disposables for sciences	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2017-11-13	Änd. Stand Revision 3

Allgemeine Produktdaten

Cell Counter Gefäße, aus klarem Polystyrol, höchste Präzision für den Einsatz in Analysenautomaten

General Product Information

Cell Counter Vials, made of clear polystyrene, high-precision design for use with robotic analytical systems


CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes Nein/No

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes Nein/No

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 39269097

Artikel Product	Volumen Volume	Material Material	Packungsform Packaging	Packungseinheit Quantity per Pack	Bestell-Nr. Order No.
für Coulter® und Hycel® Cell Counter-Systeme for Coulter® and Hycel® cell counter systems					
Cell Counter Gefäße 1 mit Deckel Cell Counter Vial 1 with lid	25 ml	PS	PS-Tray 20 x 50	1000	55 15 010
Cell Counter Gefäße 1 mit Deckel Cell Counter Vial 1 with lid	25 ml	PS	Beutel / bags 4x250	1000	55 15 040
Cell Counter Gefäße 1 ohne Deckel Cell Counter Vial 1 without lid	25 ml	PS	Beutel / bags 4x250	1000	55 15 041
Deckel für Cell Counter Gefäße 1 Lids for Cell Counter Vial 1	-	PE	Beutel / bag 1x1000	1000	55 15 04D
für Cell Counter-Systeme mit zylindrischen Gefäßen, z.B. Al® und Linson® for cell counter systems with cylindrical containers, e.g. Al® and Linson®					
Cell Counter Gefäße 2 ohne Stopfen Cell Counter Vial 2 without lid	20 ml	PS	Beutel / bag 1x1000	1000	55 15 051
Griffstopfen für Cell Counter Gefäße 2, Ø 22 mm Stoppers for Cell Counter Vial 2, Ø 22 mm	-	PP	Beutel / bag 1x1000	1000	55 15 052
Cell Counter Gefäße 3 mit Deckel Cell Counter Vial 3 with lid	13 ml	PS	Beutel / bags 4x500	2000	55 15 060
Cell Counter Gefäße 3 ohne Deckel Cell Counter Vial 3 without lid	13 ml	PS	Beutel / bags 4x500	2000	55 15 061
Deckel für Cell Counter Gefäße 3 Lids for Cell Counter Vial 3	-	PE	Beutel / bag 1x1000	1000	55 15 06D

erstellt: 
 03.09.2019 A. Chrupala Praktikantin
 Datum, Unterschrift / Date, Signature

geprüft: 
 03.09.2019 E. Tagik QS/ Technik
 Datum, Unterschrift / Date, Signature

Erstellt durch / Form edited by:	E. Tagik QS/ Technik	Freigegeben von / Form approved by:	E. Tolmach/ Einkauf
-------------------------------------	----------------------	--	---------------------