

FICHE TECHNIQUE

Référence	030124
Désignation	Incubateur Thermocult



Description :

- ✓ Incubateur compact pour la bactériologie.
- ✓ Température de consigne fixe à 35 ± 2 °C, réglable jusqu'à 42°C, avec thermomètre de contrôle intégré.
- ✓ Porte en plastique transparent pour un contrôle visuel.
- ✓ L'incubateur peut être placé sur des bancs de travail ou installé sur des murs.

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions intérieures (L x P x H) : 210 x 145 x 110 mm pour jusqu'à 20 cultures tissulaires ou 8 boîtes de Pétri
- ✓ Taille extérieure (LxPxH): 300x170x150mm
- ✓ Poids : env. 1,3 kg
- ✓ Puissance : 230 V, 30 W
- ✓ Étagère disponible séparément
- ✓ 2 ans de garantie

Unité de vente :

1 Incubateur Thermocult
