

FICHE TECHNIQUE

Référence	030126
Désignation	Pipette



Description :

- ✓ Pipette de transfert
- ✓ A usage unique
- ✓ Adaptées à la grande majorité des manipulations de liquides du laboratoire
- ✓ En polyéthylène
- ✓ Incassables
- ✓ La poire intégrée à la pipette contribue à une plus grande sécurité d'utilisation
- ✓ Non stérile
- ✓ Les pipettes de transfert répondent aussi bien aux exigences des travaux de routine que des travaux plus spécifiques
- ✓ Le polyéthylène non toxique présente une faible affinité pour les protéines
- ✓ Tige étroite
- ✓ Volume bulbe : 10 ml
- ✓ Longueur : 171 mm
- ✓ Goutte par ml : 18

Unité de vente :

200 Pipettes