

 disposables for sciences	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2013-07-31	Änd. Stand Revision 2

Allgemeine Produktdaten

Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden oder Stehrand, blauem Schraubverschluss oder mit Stopfen, die Zentrifugenröhrchen mit blauem Deckel sind mit aufgedruckter Graduierung und Schriftfeld versehen, bis ca. 3.000 g zentrifugierbar

General Product Information

Centrifuge Tubes with conical bottom or self-standing, blue screw cap or closure, centrifuge tubes with blue cap available with printed graduations and field frosted for writing, centrifugable up to approx 3.000g

Material / Material: Polypropylen (PP) / Polypropylene (PP)

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code 39269097

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes Nein/No

Volumen Volume	Bodenform Bottom	Sterilisiert		Verpackung Packaging	Packungsform Quantity p. Pack	Bestell Nr. Order No.
		Pre-sterilized	Ø x H mm			
12 ml	rund / round	-	18 x 98	1 x 100	100	3814020
15 ml	konisch / conical	-	17 x 120	6 x 125	750	3300005
15 ml	konisch / conical	x	17 x 120	6 x 125	750	3300006
50 ml	konisch / conical	-	30 x 115	6 x 50	300	3300001
50 ml	konisch / conical	x	30 x 115	6 x 50	300	3300002
50 ml	Stehrand / self-standing	-	30 x 115	5 x 50	250	3300003
50 ml	Stehrand / self-standing	x	30 x 115	5 x 50	250	3300004

erstellt:

31.07.2013 S. Diether QS

Datum, Unterschrift / Date, Signature



geprüft:

31.07.2013 E. Tolmach Einkauf/Warenwirtschaft

Datum, Unterschrift / Date, Signature



Art. Nr. / Product No.: Zentrifugenröhrchen	Ratiolab GmbH Am Siebenstein 6-10 D-63303 Dreieich Tel.: +49/6103/300 25-0 Fax: +49/6103/300 25-55 web: www.ratiolab.com e-mail: info@ratiolab.com	Formular erstellt durch / Form edited by: C. Hermes
Formblatt P Produktinformation_rev1		Formular freigegeben von / Form approved by: T. Roos