

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	030234B
<b>Désignation</b>	Compresse



### Description :

- ✓ Compresse de gaze
- ✓ Hydrophile
- ✓ Purifiée
- ✓ Non stérile
- ✓ 17 fils par cm<sup>2</sup>
- ✓ Dimensions pliées : 75 x 75 mm
- ✓ Dimensions dépliées : 210 x 270 mm
- ✓ Nombre de plis : 8
- ✓ 50 sachets de 2 x 12

### Unité de vente :

1200 Compresses

---