

FICHE TECHNIQUE

SPA25D

Sparadrap Micropore™ 3M™ en non-tissé 9mx2,5cm avec dévidoir

CODE ARTICLE : 414133

DATE D'EDITION : 29/01/2018 09:51:09



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

SPA25D

Désignation

Sparadrap Micropore™ 3M™ en non-tissé 9mx2,5cm avec dévidoir

Application

- Fixation et maintien des pansements à renouvellement fréquent sur peau fine ou fragile : bébés, personnes âgées ou sous corticothérapie, terrain allergique
- Permet des pansements fréquents en minimisant les réactions cutanées secondaires aux adhésifs

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993

FICHE TECHNIQUE

SPA25D

Sparadrap Micropore™ 3M™ en non-tissé 9mx2,5cm avec dévidoir

CODE ARTICLE : 414133

DATE D'EDITION : 29/01/2018 09:51:09

Conditionnement

relative aux dispositifs médicaux, Classe I

Carton (nombre de pièces) 120

Minimum de vente (nombre de pièces) 12

Descriptif du produit

Matière	Non tissé
Composition	- Support : mélange non-tissé de fibres de rayonne (dérivé cellulosique) et résine acrylique - Adhésif : copolymère d'acrylate hypoallergénique
Niveau de stérilité	Non stérile
Latex	Non
Longueur (en m)	9,14
Largeur (en cm)	2,50
Usage unique	Oui
Autres caractéristiques	- Réf. SPA25DP avec dévidoir de protection refermable, idéal pour les mallettes des infirmières

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	60

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant ou du fournisseur 3M FRANCE

Référence du fournisseur MIDEV25

FICHE TECHNIQUE

SPA25D

Sparadrap Micropore™ 3M™ en non-tissé 9mx2,5cm avec dévidoir

CODE ARTICLE : 414133

DATE D'EDITION : 29/01/2018 09:51:09

Pays d'origine

POLOGNE