

Désignation

- Flacon rond simple 500ml ionisé col large

Référence

- 030323

Unité de vente : 140



Description

- Bouteille ronde en PEHD Corning® Gosselin™
- Volume : 500 ml
- Bouchon rouge de 58 mm en PEHD, assemblé
- Polyéthylène haute densité (PEHD) incassable et translucide
- Marque Corning®
- Stérile
- Application : Analyses environnementales et de l'eau, Analyses d'aliments et de boissons, Contrôle de qualité pharmaceutique et sciences de la vie

