

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	030348B
<b>Désignation</b>	Flacons



---

### Description :

- ✓ En HPDE
- ✓ Translucide
- ✓ Incassable
- ✓ Gradués
- ✓ Bouchon en HPDE
- ✓ Bouchon bleu
- ✓ Diamètre bouchon : 37 mm
- ✓ Dimensions H x L x l : 109 x 57 x 57 mm
- ✓ Avec joint
- ✓ Assemblé
- ✓ Volume : 250 ml

### Unité de vente :

210 Flacons

---