

FICHE TECHNIQUE

Référence	030350
Désignation	Pot 200 ml



Description :

- ✓ Pot conique en polypropylène
- ✓ Livré avec couvercle non assemblé
- ✓ Couvercle emboîtant en polyéthylène
- ✓ Graduation dans la masse
- ✓ Très résistant aux chocs
- ✓ Coloris : transparent

Certificats :

- ✓ Stérile SAL-3
- ✓ Durée de vie : 3 ans à partir de la date de fabrication

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 200 ml
- ✓ Dimensions (∅ bas x ∅ haut x hauteur) : 54 x 62 x 88 mm

Unité de vente :

660 Pots