

FICHE TECHNIQUE

Référence	030362
Désignation	Pot conique stérile 400 ml



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Version stérile
- ✓ Gradué dans la masse
- ✓ Avec couvercle à pression
- ✓ Très résistant aux chocs
- ✓ Volume : 400 ml
- ✓ Dimensions (\varnothing ouverture x \varnothing base x h) : 85 x 72 x 100 mm

Unité de vente :

185 Pots coniques stériles 400 ml