

Désignation

- Flacon rond simple fermeture 150ml ionisé col large

Référence

- 030373

Unité de vente : 250



- 
- Bouteille ronde en PEHD Corning® Gosselin™
  - Volume : 150 ml
  - Bouchon rouge de 37 mm
  - Matériau : Polyéthylène haute densité (PEHD) incassable et translucide
  - Bouchon en PEHD
  - Application : Tests environnementaux et de l'eau, Tests des aliments et des boissons, Contrôle de la qualité pharmaceutique et sciences de la vie
  - Stérile
  - Conditionnement : boîte de 250 flacons