

FICHE TECHNIQUE

Référence	030380
Désignation	Flacons à prélèvement



Description :

- ✓ Flacons à prélèvement carrés
- ✓ En HPDE
- ✓ Avec thiosulfate de sodium
- ✓ Bouchon rouge
- ✓ Translucides
- ✓ Incassables
- ✓ Etiquette de traçabilité
- ✓ Stériles
- ✓ Dose de thiosulfate 20 mg/l ✓
- Ø du col 22 mm
- ✓ Dimensions 70 x 70 x 159 mm

Unité de vente :

100 Flacons à prélèvement carrés