

FICHE TECHNIQUE

Référence	030384
Désignation	Flacon rond 250 ml



Description :

- ✓ Flacon cylindrique Corning Gosselin
- ✓ En polyéthylène
- ✓ A col large
- ✓ Avec bouchon rouge
- ✓ Double fermeture

Certificats :

- ✓ Stérile – stérilisé par irradiation SAL 10-3

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Diamètre du col : 37 mm
- ✓ Dimensions : 61 x 125 mm

Unité de vente :

145 Flacons
