


## FICHE TECHNIQUE

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Référence</b>   | 030390T          |
| <b>Désignation</b> | Pointes à filtre |



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Surface interne Low binding (pointe, rendue hydrophobe, réduit les tensions de surface. Cette propriété présente deux avantages : une restitution maximale de l'échantillon et une rétention d'ADN et de protéines beaucoup plus faible que sur une pointe ordinaire)
- ✓ Volume : 1 – 200 µl
- ✓ Sur portoir à couvercle à charnière
- ✓ Compatibles avec les pipettes Gilson P200, Eppendorf 200µl, Finnpipette 200µl, Socorex 200µl



### Unité de vente :

10 Racks de 96 Pointes