

FICHE TECHNIQUE

Référence	030393
Désignation	Flacons



Description :

- ✓ Flacons à prélèvement carré
- ✓ Avec thiosulfate de sodium 20 mg/l
- ✓ En HDPE
- ✓ Avec bouchon rouge à vis ou attenant avec témoin d'intégrité
- ✓ Translucides
- ✓ Incassables
- ✓ Etiquette de traçabilité
- ✓ Stériles
- ✓ En vrac
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Ø du col : 32 mm
- ✓ Dimensions (L x l x H) : 60 x 45 x 155 mm

Unité de vente :

312 Flacons