

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	030396
<b>Désignation</b>	Flacon carré 500 ml



### Description :

- ✓ Flacon à prélèvement Corning Gosselin
- ✓ Avec thiosulfate de sodium
- ✓ En polyéthylène
- ✓ Avec bouchon rouge
- ✓ Avec étiquette de traçabilité
- ✓ Emballage individuel

### Certificats :

- ✓ Stérile – stérilisé par irradiation SAL 10-3

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 500 ml
- ✓ Dose thiosulfate : 20 mg/l
- ✓ Diamètre du col : 22 mm
- ✓ Dimensions : 70 x 70 x 159 mm

### Unité de vente :

100 Flacons