

FICHE TECHNIQUE

Référence	030398BL
Désignation	Flacon carré 1000 ml



Description :

- ✓ Flacon carré à col large en HDPE Corning/Gosselin
- ✓ Avec bouchon blanc avec obturateur séparé
- ✓ Incassable
- ✓ Flacon translucide

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Conforme TSE/BSE

Caractéristiques techniques :

- ✓ Capacité : 1 000 ml
- ✓ \varnothing de l'ouverture : 58 mm
- ✓ Dimensions (L x l x h) 96 x 76 x 185 mm

Unité de vente :

90 Flacons
