

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Référence</b>   | 030406B                     |
| <b>Désignation</b> | Pot de prélèvement<br>180ml |



### Description :

- ✓ Pot de prélèvement en polypropylène Corning Gosselin
- ✓ Avec capuchon vissant étanche coloris blanc

### Certificats :

- ✓ Aseptique

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 180 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) 52 x 102 mm

### Unité de vente :

264 Pots de prélèvement

---