

FICHE TECHNIQUE

Référence	030424BL
Désignation	Flacon carré 250 ml



Description :

- ✓ Flacon carré Corning Gosselin
- ✓ A col large
- ✓ En polyéthylène
- ✓ Avec bouchon blanc
- ✓ Bouchon avec obturateur séparé

Certificats :

- ✓ Non stérile

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Diamètre du col : 37 mm
- ✓ Dimensions : 57 x 57 x 109 mm

Unité de vente :

210 Flacons
