

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	030425BL
<b>Désignation</b>	Flacon carré 500 ml



### Description :

- ✓ Flacon carré Corning Gosselin
- ✓ A col large
- ✓ En polyéthylène
- ✓ Avec bouchon blanc
- ✓ Bouchon avec obturateur séparé

### Certificats :

- ✓ Non stérile

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 500 ml
- ✓ Diamètre du col : 58 mm
- ✓ Dimensions : 76 x 76 x 122 mm

### Unité de vente :

175 Flacons

---