

FICHE TECHNIQUE

Référence	030440
Désignation	Pointe biseautée 1 - 200 μ l



Description

- ✓ Description : Pointe en recharge sur QuickRack
- ✓ Matériau : pointe en polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Graduations : oui à 1 - 50 et 100 μ l
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : jaune
- ✓ Système QuickRack permet de prélever un plateau et de le déposer sur un portoir vide pour avoir un rack chargé

Certificats

- ✓ Stérile : non - exempt de DNases, RNases, ADN humain, inhibiteurs de PCR et pyrogènes
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques

- ✓ Compatibilité : universelle, compatible avec la plupart des micropipettes
- ✓ Volume : 1 - 200 μ l
- ✓ Dimensions : (long x \varnothing entrée x \varnothing sortie) 51,44 x 7,44 x 0,46 mm
- ✓ Conditionnement : 5 x 10 plateaux de 96 pointes

Unité de vente :

4800 Pointes