

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	030466
<b>Désignation</b>	Tubes



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Bouchon à vis
- ✓ A fond rond
- ✓ Avec jupe
- ✓ Vitesse de centrifugation : 3000 g
- ✓ Autoclavables

### Certificats :

- ✓ Stériles, emballage par 250 tubes

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 10 ml
- ✓ Dimensions : 97 x 16 mm
- ✓ Bouchon rouge

### Unité de vente :

1000 Tubes

---