

FICHE TECHNIQUE

Référence	030545B
Désignation	Flacon carré 1 000 ml



Description :

- ✓ Flacon à prélèvement Corning Gosselin
- ✓ Avec thiosulfate de sodium
- ✓ En polyéthylène
- ✓ Avec bouchon rouge
- ✓ Avec étiquette de traçabilité
- ✓ Emballage individuel

Certificats :

- ✓ Stérile – stérilisé par irradiation SAL 10-3

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 1 000 ml
- ✓ Dose thiosulfate : 20 mg/l
- ✓ Diamètre du col : 28 mm
- ✓ Dimensions : 82 x 82 x 182 mm

Unité de vente :

77 Flacons
