

FICHE TECHNIQUE

Référence	030550T
Désignation	Pointe à filtre 1 - 200 µl



Description

- ✓ Description : Pointe à filtre NX low binding sur cellrack
- ✓ Matériau : pointe en polypropylène
- ✓ Filtre : oui
- ✓ Graduations : oui à 10 - 50 et 100 µl
- ✓ Low retention : oui
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Filtre hydrophobe évitant la remontée des aérosols dans la micropipette et les risques de contamination
- ✓ Livré sur portoir CellRack avec couvercle coiffant

Certificats

- ✓ Stérile : oui - exempt de DNases, RNases, ADN humain, inhibiteurs de PCR et pyrogènes
- ✓ Autoclavable : non

Caractéristiques techniques

- ✓ Compatibilité : compatible avec la plupart des marques de pipettes 200 µl
- ✓ Volume : 1 - 200 µl
- ✓ Dimensions : (long x Ø ext) 58,57 x 0,51 mm
- ✓ Conditionnement : 10 racks de 96 pointes

Unité de vente :

960 Pointes à filtre