





GAMME PROTECTION

	DÉSIGNATION	RÉF.	TAILLE DIM.	CARACTÉRISTIQUES	CONDITIONNEMENT AU COLIS
	Tablier PE				
	18 μ	3105	120x70 cm		
	20 μ	3106	135 x 76 cm	– Polyéthylène	10 sachets de 100 unités
35 μ	3103	117 x 75 cm	– Blanc		
	Blouse PE				
	18 μ	3150	125 x 150 cm	– Polyéthylène – Blanc – Fermeture à pressions	50 sachets de 10 unités
	Blouse PP				
	40 g / m ²	3155	L, XL, XXL	– Polypropylène – Blanc – Fermeture à pressions – Col chemise – Poignets élastiqués	50 unités Emballage individuel
	Kit visiteur	3100	Taille unique	– 1 blouse PE 125 x 150 cm – 1 masque papier 2 plis – 1 charlotte blanche – 2 surchaussures PE bleu	100 unités Emballage individuel