

Fiche technique

VE460 - VE460

Désignation :

GANT LATEX MENAGE ROSE

Tailles :

07

Coloris :

Rose



Descriptif :

Gant de ménage en latex naturel, de longueur 53 cm, paume et doigts adhésifs, soufflet d'aisance sur manchette, serrage de maintien, finition bord roulé, intérieur lisse.

Matériaux :

100% latex naturel teinte rose.

Points forts :

Gants étanches. Structure relief sur paume et doigts. Bonne résistance aux cétones et à de nombreux acides dilués. Forme anatomique.

Instructions d'emploi :

Gant de protection prévu pour un usage général sans dangers de risques mécaniques, chimiques ou thermiques. Seulement pour risques mineurs.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Ne pas utiliser avec des produits chimiques corrosifs, toxiques ou irritants. Ne pas utiliser avec du pétrole, des huiles minérales, de la thérébentine. Contient des substances connues comme étant susceptibles de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Instructions de stockage :

Stocker dans son emballage d'origine au frais, au sec et à l'abri de la lumière.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Rincer à l'eau froide ou tiède, et laisser sécher. Aucun autre entretien particulier n'est préconisé pour ce type de gant.

Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686 (conception des Equipements de Protection Individuelle).