

50.701 KIT VISITEUR (1 blouse PE, 1 charlotte, 1 masque, 1 paire de sur chaussures CPE)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Très utilisé par les visiteurs en entreprise ou en cuisine, ce kit est la garantie d'offrir un ensemble neuf à chaque utilisation
- Economique et facile d'emploi, ce kit est idéal pour des visites de sites sur courte durée
- Kit Visiteur utilisé comme objet de maîtrise de l'environnement dans les démarches HACCP et les diverses industries



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Kit Visiteur
Type de produit : À usage unique
Composition :

- Surchaussures en CPE bleu (Réf. 10.100)
- Charlotte ronde blanche diamètre 48 cm (Réf. 70.001)
- Masque papier 1 pli (Réf. 60.001)
- Blouse en PE transparent, boutons pressions (Réf. 50.001)

Poids : 46 g
Origine : Chine



INDUSTRIES

Industrie / Chimie / Pétrochimie / Agro-alimentaire / RHF / CHR / Collectivité / Administration / Hygiène / Santé/ Médical / Chirurgie / Entretien / Nettoyage / Salle propre / Laboratoire / Pharma / Recherche

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C

Précautions particulières : usage unique

50.701

KIT VISITEUR

(1 blouse PE, 1 charlotte, 1 masque, 1 paire de sur chaussures CPE)

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/palette
50.701	380 x 230 x 300	5,5	50

Caractéristiques sachet

Taille mm	Cdt
140 x 80 x 30	10 x 10



Codes EAN

Article	Sachet	Carton
50.701	3 700 381 502 465	3 700 381 501 017