

Désignation

- Doigtiers legueu non stérile

Référence

- 030728

Unité de vente : 10000



Description

- Doigtiers PE doigts type LEGUEU
- Non stérile à usage unique
- Dispositif pour la protection de la main lors d'examens médicaux en exploration gynécologique et proctologie.
- Composition : Polyéthylène
- Couleur : Blanc opaque
- Longueur : 235 mm \pm 0.5 mm
- Largeur : 200mm \pm 0.5 mm
- Poids : 1g (+/- 0.1gr)
- Règlement dispositifs médicaux 2017/745 Selon Annexe VIII
- Certifié ISO 13485
- Le dispositif médical doit être stocké dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Mode d'emploi : Se laver les mains, les sécher avant d'ouvrir le sachet pour prendre un doigtier. A jeter parmi les déchets médicaux.
-

