

## Désignation

- Doigtiers legueu médicalement propre

## Référence

- 030729

Unité de vente : 2500



---

## Description

- Doigtiers PE doigts type LEGUEU
- Non stérile à usage unique, médicalement propre
- Dispositif pour la protection de la main lors d'examens médicaux en exploration gynécologique et proctologie.
- Couleur : Blanc opaque
- Composition : Polyéthylène
- Sans latex
- Code nomenclature CLADIMED E50CE02
- Règlement dispositifs médicaux 2017/745 Selon Annexe VIII
- Dimension : Longueur 235 mm  $\pm$ 0.5 mm
- Largeur : 200mm  $\pm$  0.5 mm
- Poids : 1g (+/- 0.1gr)
- Le dispositif médical doit être stocké dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Durée de vie : 3 ans
- Mode d'emploi : Se laver les mains, les sécher avant d'ouvrir le sachet pour prendre un doigtier. A jeter parmi les déchets médicaux.
- Conditionnement : 100 sachets individuels dans un sachet x 25

