

FICHE TECHNIQUE

Référence	030732
Désignation	Punch à biopsie stérile 1,5 mm



Description :

- ✓ Stérile et prêt à l'usage
- ✓ Composition : Acier Inoxydable
Bordure tranchante en acier inoxydable sans soudure

Caractéristiques techniques :

- ✓ Longueur standard de l'arrête : 7 mm
- ✓ Longueur supérieure de l'arrête : 15 mm
- ✓ Diamètre bordure de 1,5 mm

Unité de vente :

1 Punch
