

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	030740
<b>Désignation</b>	Punch à biopsie stérile 8 mm



### Description :

- ✓ Stérile et prêt à l'usage
- ✓ Composition : Acier Inoxydable  
Bordure tranchante en acier inoxydable sans soudure

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Longueur standard de l'arrête : 7 mm
- ✓ Longueur supérieure de l'arrête : 15 mm
- ✓ Diamètre bordure de 8 mm

### Unité de vente :

1 Punch

---