

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	030744B
<b>Désignation</b>	Compresses non tissées 30 g



### Description :

- ✓ Non tissées
- ✓ Non stériles
- ✓ 4 plis
- ✓ A base de viscose et de polyester
- ✓ Sans latex et sans phtalates (DHP)
- ✓ Fort pouvoir d'absorption
- ✓ Grammage : 30 g
- ✓ Dimensions : 7,5 x 7,5 cm
- ✓ Conditionnement : 50 paquets de 100 compresses

### Unité de vente :

5000 Compresses non tissées 30 g