

FICHE TECHNIQUE

Référence	030747B
Désignation	Compresse non tissée stérile 30 g 7,5 x 7,5 cm



Description :

- ✓ Compresse 4 plis - Fort pouvoir d'absorption
- ✓ Ne peluchent pas, ne s'étirent pas, n'adhèrent pas à la peau
- ✓ Agréables au toucher (douceur)
- ✓ Compatibles avec toutes les solutions antiseptiques
- ✓ Double système d'ouverture
- ✓ Suivi du nombre de compresses restantes

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions : 7,5 x 7,5 cm
- ✓ Grammage : 30
- ✓ Conditionnement : 5 compresses par sachet - 50 sachets par boîte
- ✓ Classe I stérile (Stérilisation à l'oxyde d'éthylène)
- ✓ NF - ISO 10993-10 (2010)
- ✓ Fibre de viscose et fibre de polyester.
- ✓ Sans latex + Sans phtalates (DHP) - Absence de produit d'origine animale

Unité de vente :

250 Compresses