


FICHE TECHNIQUE

Référence	030780
Désignation	Masque Aérokyn



Description :

- ✓ Haute filtration non stérile avec élastiques auriculaires
- ✓ 3 plis
- ✓ Type II
- ✓ Norme EN 14683
- ✓ Efficacité de filtration bactérienne et virale : EFB etge; 98 %
- ✓ Pression différentielle : DP < 29,4 Pa
- ✓ Sans fibre de verre
- ✓ Assemblage par soudure ultrasonique
- ✓ Sans odeur
- ✓ Sans latex
- ✓ Barrette nasale en aluminium

Unité de vente :

50 Masques
