

FICHE TECHNIQUE

Référence	030797A
Désignation	Gant de toilette SensiGlove



Description :

- ✓ Gant rectangulaire avec une belle surface utile.
- ✓ Tissu très doux, non pelucheux.
- ✓ Bonne prise en main.
- ✓ Matière première d'origine française.
- ✓ Peut être utilisé sur la peau des bébés.
- ✓ 100 % recyclable.

Caractéristiques techniques :

- ✓ Composition : - 50 % viscose, 50 % polyester.
- ✓ Grammage : 75 g/m²
- ✓ Dimensions : 16 x 23 cm
- ✓ Capacité d'absorption : 750 %
- ✓ Non allergique.
- ✓ Résistance et tenue à la stérilisation : Autoclave et Oxyde d'éthylène
- ✓ Fibres conformes aux exigences de l'OE-KOTEXR Standard 100 Classe 1



Unité de vente :

50 Gants de toilette