

Désignation

Designation

**Tablier de protection PE « ECOPRON »
non stérile à usage unique**

Non sterile, Disposable PE protection apron

Référence du set

Kit reference

PFA-125

Destination/utilisation

Destination/use

Dispositif de protection pour le personnel médical et hôtelier

Protection device for medical and hotel staff

Composition

Composition

POLYETHYLENE

POLYETHYLENE

Caractéristiques

Characteristics

Couleur : Blanc

Surface : Gauffrée

Dimensions :

longueur x largeur : 120 x 75cm ± 2cm

Epaisseur du tablier : 20µm

Colour : White

Surface : Embossed

Dimensions :

length x width : 120 x 75cm ± 2cm

Apron thickness : 20µm



Emballage

Packing

sachet de 100 tabliers

100 aprons in a bag

Conditionnement

Packaging

Carton de 10 sachets

10 bags per carton

Dimensions du carton <i>Carton size</i>	Poids du carton <i>Carton weight</i>	Nombre de cartons/palette <i>Number of cartons/pallet</i>
40 x 30 x 22 cm	12 kg	48

Fabrication

Manufacturing

Par L.C.H. France - certifiée ISO 9001 : 2008 et 13485:2003

By L.C.H. France - registered ISO 9001: 2008 and 13485:2003