

FICHE TECHNIQUE

Référence	030809B
Désignation	Flacon à prélèvement



Description :

- ✓ En HDPE
- ✓ Forme carrée
- ✓ Bouchon rouge à vis
- ✓ Translucides
- ✓ Incassables
- ✓ Etiquette de traçabilité
- ✓ Stériles
- ✓ Volume : 1000 ml
- ✓ Dose de thiosulfate : 20 mg/l
- ✓ Diamètre col : 28 mm
- ✓ Dimensions flacon : 82 x 82 x 182 mm

Unité de vente :

77 Flacons