

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	030852B
<b>Désignation</b>	Flacon de prélèvement 1l



### Description :

- ✓ Flacon de prélèvement carré en PEHD Gosselin
- ✓ Avec thiosulfate sodium 20 mg/l
- ✓ Col large 55 mm
- ✓ Capuchon rouge

### Certificats :

- ✓ Stérile – stérilisé par irradiation SAL 10<sup>-3</sup>

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume 1 litre

### Unité de vente :

90 Flacons de prélèvement