

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	030865
<b>Désignation</b>	Boîte de Pétri 140 mm



### Description :

- ✓ Boîte de Pétri en polystyrène
- ✓ Avec 3 ergots
- ✓ Planéité optimale

### Certificats :

- ✓ Stérile – SAL 10<sup>-6</sup>

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Diamètre : 140 mm
- ✓ Hauteur : 20,6 mm

### Unité de vente :

176 Boîtes de Pétri