

FICHE TECHNIQUE

Référence	030901B
Désignation	Nacelle de pesée



Description :

- ✓ Polystyrène flexible
- ✓ Biologiquement inerte
- ✓ Résistant aux acides dilués et faibles, solution aqueuse, alcools et bases
- ✓ Résistant à des températures de -10°C à 70°C
- ✓ FDA/Qualité alimentaire
- ✓ Coloris blanc
- ✓ Forme carrée
- ✓ Volume 100 ml
- ✓ Dimensions (L x l x h) 85 x 85 x 24 mm

Unité de vente :

500 Nacelles de pesée
