

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	030902B
<b>Désignation</b>	Nacelle de pesée



### Description :

- ✓ Polystyrène flexible
- ✓ Biologiquement inerte
- ✓ Résistant aux acides dilués et faibles, solution aqueuse, alcools et bases
- ✓ Résistant à des températures de -10°C à 70°C
- ✓ FDA/Qualité alimentaire
- ✓ Coloris blanc
- ✓ Forme carrée
- ✓ Volume 250 ml
- ✓ Dimensions (L x l x h) 140 x 140 x 22 mm

### Unité de vente :

500 Nacelles de pesée