

FICHE TECHNIQUE

Référence	030904
Désignation	Nacelle de pesée ps 30ml 78x56x14mm antistatique losange noire



Description :

- ✓ Nacelles de pesée en forme de diamant. Nacelles flexibles en polystyrène avec surfaces lisses et des coins arrondis pour des versements précis avec une perte d'échantillon minimale.
- ✓ Nacelles sont peu profondes avec un fond large et plat pour résister au basculement.
- ✓ Biologiquement inerte et résistant aux acides dilués et faibles, aux solutions aqueuses, aux alcools et aux bases.
- ✓ Peut être utilisé avec des dessiccateurs à micro-ondes.
- ✓ Coloris : noir
- ✓ Matériau de construction : Polystyrène
- ✓ Dimensions : 78 x 56 x 14 mm
- ✓ Volume : 30 ml
- ✓ Résiste à des températures jusqu'à : 70 °C
- ✓ Antistatique

Unité de vente :

500 Nacelles de pesée